


# CARDIOVIT AT-180

Eficiencia, rendimiento, ciberseguridad




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT AT-180

Reconocida tecnología  
SCHILLER en el electrocardiografía de última generación  
CARDIOVIT AT-180:

- Alta eficiencia en cualquier entorno; adquisición de ECG con solo tres clics
- Ciberseguridad
- Herramientas clínicas avanzadas



Cree un ECG reposo de 10 segundos a partir de un registro de ritmo reposo de hasta 20 minutos con el ECG Framer

## ALTA EFICIENCIA EN CUALQUIER ENTORNO

Desde el servicio de urgencias hasta la consulta de cardiología, la eficiencia y la calidad son esenciales. La adquisición de ECG nunca ha sido más rápida: puede introducir o descargar los datos del paciente a través de una lista de trabajo o PDQ, adquirir el ECG, imprimir y transmitir los datos con solo tres clics.



### EN 3 SENCILLOS PASOS

1. Introduzca o descargue los datos del paciente. Sin errores con el código de barras y la función PDQ.
2. Compruebe la calidad de la señal y la posible inversión de derivaciones antes de la adquisición.
3. Revise el ECG, edite las mediciones y escriba el informe antes de exportar o imprimir.

**ECG FRAMER:** Ahorre tiempo y evite repetir los ECG. Deje que el paciente se relaje para capturar el ECG de mejor calidad o varios ECG para la observación del paciente durante un periodo de 20 minutos. Las mediciones y la interpretación se generan automáticamente para todos los ECG. Los registros continuos de ECG de 12 derivaciones y todos los ECG capturados se almacenan localmente y se transmiten a SEMA, el sistema de gestión de datos de SCHILLER.

## CIBERSEGURIDAD

La comunicación bidireccional con los sistemas EMR y HIS está disponible para todos los tipos de registro. La integridad y la protección de datos están respaldadas por opciones de seguridad mejoradas:

- Control de acceso configurable con nombre de usuario, contraseña y privilegios para evitar accesos no autorizados
- Protocolos Wi-Fi con autenticación basada en certificados para garantizar un acceso seguro a la infraestructura informática del hospital

- Datos encriptados durante la transmisión

## HERRAMIENTAS CLÍNICAS AVANZADAS

**ECG DE 16 DERIVACIONES:** El análisis del ECG reposo de 16 derivaciones (utilizando un cable de paciente de 14 hilos) aprovecha la ventaja de un electrodo situado en el lado derecho del tórax y en la espalda para proporcionar resultados más completos en pacientes adultos con dolor en el pecho.

**SAECG:** El análisis de los potenciales ventriculares tardíos del ECG identifica a los pacientes que han sufrido un IM y están predispuestos a taquiarritmias ventriculares y posible muerte cardíaca súbita.

**ECG VECTORIAL:** Visualización tridimensional de la actividad eléctrica cardíaca y un diagnóstico completo de las paredes frontal y posterior.

Asesor integrado con modelo anatómico (función de giro y zoom) y formas de onda con código de color

Pantalla táctil de 18,5" para revisión completa del ECG


Impresora térmica de alta resolución en A4

Detección de inversión de derivaciones antes de la adquisición del ECG

Nueva e intuitiva interfaz de usuario SCHILLER

Teclado muy higiénico con una funda resistente y reemplazable que lo protege del polvo, la suciedad y los líquidos

Ruedas de fácil deslizamiento y sólido carro con bandeja para guardar accesorios



**ETM SPORT:** El primer módulo automatizado de interpretación de ECG de atletas basado en los últimos Criterios de Seattle.

## ECG ESFUERZO

Programa avanzado de esfuerzo con gran flexibilidad en la definición de protocolos para ergómetros y tapices rodantes. Imprima su informe personalizado con la impresora térmica de alta resolución. Los datos de formato comprimido permiten revisar y volver a analizar cada latido y las arritmias mejorando la confianza clínica.





**Americas**  
**SCHILLER Americas Inc.**  
 Doral, Florida 33172

**North America:**  
 Phone +1 786 845 06 20  
 Fax +1 786 845 06 02  
[sales@schilleramericas.com](mailto:sales@schilleramericas.com)  
[www.schilleramericas.com](http://www.schilleramericas.com)

**Latin America & Caribbean**  
 Phone +1 305 591 11 21  
 Fax +1 786 845 06 02  
[sales@schilleramericas.com](mailto:sales@schilleramericas.com)  
[www.schilleramericas.com](http://www.schilleramericas.com)



**France**  
**SCHILLER Médical**  
 F-67160 Wissembourg  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
[info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)  
[www.schiller.fr](http://www.schiller.fr)



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77608 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
[contact@schillerfrance.fr](mailto:contact@schillerfrance.fr)  
[www.schiller-france.com](http://www.schiller-france.com)



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
[info@schiller.rs](mailto:info@schiller.rs)  
[www.schiller.rs](http://www.schiller.rs)



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
[info@schiller.si](mailto:info@schiller.si)  
[www.schiller.si](http://www.schiller.si)



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
[sales@schiller.com.my](mailto:sales@schiller.com.my)  
[www.schiller-asia.com](http://www.schiller-asia.com)



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81 0  
[info@schillermed.de](mailto:info@schillermed.de)  
[www.schillermed.de](http://www.schillermed.de)



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 ES-28232 Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
[schiller@schiller.es](mailto:schiller@schiller.es)  
[www.schiller.es](http://www.schiller.es)



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 70 99 0  
[sales@schiller.at](mailto:sales@schiller.at)  
[www.schiller.at](http://www.schiller.at)



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai – 400 059, India  
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
[sales@schillerindia.com](mailto:sales@schillerindia.com)  
[www.schillerindia.com](http://www.schillerindia.com)



**Switzerland**  
**SCHILLER Schweiz AG**  
 CH-8912 Obfelden  
 Phone +41 44 744 30 00  
[sales@schiller-schweiz.ch](mailto:sales@schiller-schweiz.ch)  
[www.schiller-schweiz.ch](http://www.schiller-schweiz.ch)



**China**  
**Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.**  
 100102 Beijing, China  
 Phone +86 10 84565453  
[info@schillerchina.com](mailto:info@schillerchina.com)  
[www.schillermedical.cn](http://www.schillermedical.cn)



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
[schiller@schiller.pl](mailto:schiller@schiller.pl)  
[www.schiller.pl](http://www.schiller.pl)



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
 Okmeydani-Sisli – Istanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
[info@schiller.com.tr](mailto:info@schiller.com.tr)  
[www.schiller-turkiye.com](http://www.schiller-turkiye.com)



**Croatia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
[info@schiller.hr](mailto:info@schiller.hr)  
[www.schiller.hr](http://www.schiller.hr)



**Russia & C.I.S.**  
**AO SCHILLER.RU**  
 119049 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
[mail@schiller.ru](mailto:mail@schiller.ru)  
[www.schiller.ru](http://www.schiller.ru)



**United Kingdom**  
**SCHILLER UK Ltd.**  
 Anstruther, Fife KY10 3H  
 Phone +44 16 190 72 565  
[sales@schilleruk.com](mailto:sales@schilleruk.com)  
[www.schilleruk.com](http://www.schilleruk.com)

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

