

CARDIOVIT AT-1 G2


La potenza della semplicità



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-1 G2

- ∴ Immissione dei dati del paziente semplificata
- ∴ Qualità del segnale straordinaria per ECG adulti e pediatrici
- ∴ Rilevamento dell'inversione delle derivazioni



QUANDO LA TRADIZIONE INCONTRA LA MODERNITÀ

Basato sull'AT-1 di comprovata efficacia e dotato della tecnologia più recente, l'AT-1 G2 si contraddistingue per la straordinaria qualità del segnale e il nuovissimo algoritmo di interpretazione.

La semplicità d'uso è garantita attraverso un flusso di lavoro passo-passo e un'immissione semplificata dei dati paziente.

Uno schermo a colori e una tastiera facilmente pulibile completano questo elettrocardiografo intuitivo e affidabile.

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Grazie ad una frequenza di campionamento estremamente elevata e ad un'ampia banda di frequenza, CARDIOVIT AT-1 G2 offre una qualità ottimale del segnale per ECG su adulti e bambini.

La stampante termica ad alta risoluzione, compatibile con carta in rotoli e piegata a Z, si adatta alle preferenze dei clienti. Per l'archiviazione dei dati è possibile anche esportare i PDF su chiavetta USB.

DESIGN ERGONOMICO

CARDIOVIT AT-1 G2 è stato studiato considerando la semplicità d'uso: i dati del paziente possono essere immessi mediante il semplice tocco di un tasto; con un display a colori di 5" per l'anteprima dell'ECG e una tastiera semplificata, eseguire un ECG non è mai stato così semplice.

FLUSSO DI LAVORO PASSO-PASSO

1. Immissione dei dati del paziente (mediante il tocco di un tasto)
2. Anteprima e controllo della qualità del segnale in tempo reale, con rilevamento dell'inversione delle derivazioni
3. Revisione post-acquisizione

ALGORITMO CLINICO AVANZATO

ETM: Uno dei programmi di interpretazione dell'ECG a 12 derivazioni più rinomati del settore.

CCAA: Il Culprit Coronary Artery Algorithm (algoritmo dell'arteria coronaria colpevole) di SCHILLER è usato al di fuori dell'ospedale ogni volta che serve prendere immediatamente una decisione rapida. Localizza la sede dell'ostruzione nell'arteria coronarica e dunque le dimensioni dell'area cardiaca a rischio.

1 La stampante termica ad alta risoluzione è compatibile con carta in rotoli e piegata a Z

2 Immissione dei dati del paziente con il tocco di un tasto.

3 Panoramica ECG di 3 canali con controllo della qualità delle derivazioni codificate in base al colore

4 Rilevamento dell'inversione delle derivazioni



FACILI PASSI 1-2-3

- 1: Inserire i dati del paziente
- 2: Controllare la qualità del segnale ed eseguire l'ECG
- 3: Verificare l'ECG prima della stampa



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2.500757
 2017/11, IT

