

CARDIOVIT CS-104

Le système de test d'effort intégré





SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Tout ce dont vous avez besoin
en un seul système:

- Acquisition ECG sans fil
- Spirométrie à ultrasons
(en option) avec le
SpiroScout SP plus
- Station de travail intégrée
pour la relecture des données



ECG d'effort avec CARDIOVIT FT-1

TOUTES LES OPTIONS EN UN SEUL SYSTÈME

- Test d'effort avec détection
d'arythmie en option
- Test d'effort pharmacologique
- ECG de repos avec le programme
d'analyse ETM de SCHILLER ainsi
qu'ETM Sport, le programme d'inter-
prétation automatique pour athlètes
- Jusqu'à 60 minutes d'enregistre-
ment du rythme de repos, avec
détection de l'arythmie en option
- ECG Framer : ECG de repos de 10 se-
condes à partir du rythme de repos
- Vecteur ECG (en option)
- Spirométrie basée sur la technologie
ultrasonique du SpiroScout SP plus
(option)



STATION DE TRAVAIL INTÉGRÉE POUR LA RELECTURE DES DONNÉES

Le CARDIOVIT CS-104 propose de vastes fonctions de révision et d'édition ainsi que des outils pour préparer de rapports finaux. Les données acquises localement et les enregistrements d'autres appareils ECG de repos SCHILLER et de systèmes de test d'effort connectés au SCHILLER Server peuvent être consultés. Une connectivité bidirectionnelle (liste de travail et requête de données patients incluses) est établie avec les systèmes DME, SIH et PACS.

Spiromètre à ultrasons
SpiroScout SP plus

ECG SANS-FIL

Le module sans fil MS-12 BT en option simplifie considérablement l'acquisition d'ECG, tout en permettant à l'utilisateur de procéder librement dans n'importe quel environnement et tout en réduisant les artefacts de mouvement à un minimum. Qu'il s'agisse de faire du vélo ou de courir sur un tapis roulant, le patient peut se déplacer librement et remarquera à peine ce petit appareil léger (125 g).

QUALITÉ SUISSE – PRÊT À UTILISER

L'unité comprend un PC, un moniteur, un chariot et un module d'acquisition sans fil (MS-12 BT) ou filaire (MS-12 USB). Le CARDIOVIT FT-1 en option peut être utilisé pour l'acquisition d'ECG. Le système est entièrement pré-installé et testé par SCHILLER, et donc prêt à l'emploi pour la pratique clinique.

Le CARDIOVIT CS-104 est également disponible comme logiciel PC d'ECG de repos, avec modules de test d'effort et de spirométrie en option.

BP-200 plus (en option)
pour la mesure de la
pression artérielle et de
la SpO₂ pendant
l'épreuve d'effort

Choisissez parmi trois
modules d'acquisition:

- ❖ MS-12 BT: Module d'acquisition ECG sans fil, compact et puissant, avec affichage du signal à l'écran et assistant d'installation
- ❖ MS-12 USB: Module d'acquisition ECG plug-and-play, intuitif et simple d'utilisation
- ❖ CARDIOVIT FT-1: Cet appareil ECG de repos autonome SCHILLER peut également servir de module d'acquisition

Roulettes pivotantes
pour manœuvrer le
chariot en douceur



Interface utilisateur intuitive et personnalisable:

- ❖ Choisissez parmi les différents affichages d'ECG
- ❖ Personnalisez le déroulement des opérations selon vos préférences
- ❖ Établissez des filtres de recherche et des modèles de rapport adaptés à votre pratique

Hauteur de travail réglable de 88 à 122 cm grâce à un mécanisme à ressort

Ajoutez la spirométrie à votre système de test d'effort, avec le SpiroScout SP plus (en option)

Bac transparent pour le stockage et le transport d'accessoires médicaux



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 sales@schiller-schweiz.ch
 www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 info@schiller.hr
 www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
 sales@schilleruk.com
 service@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

Article no. : 2.500795
 2025/09_FR | © SCHILLER. Tous droits réservés.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics