



CARDIOVIT FT-1

Prestazioni elevate e massima portatilità




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

L'ECG SCHILLER a 12 derivazioni:

- ✧ Design unico
- ✧ Flusso di lavoro intuitivo in 3 step per un utilizzo rapido
- ✧ Comunicazione Wi-Fi bidirezionale veloce e sicura
- ✧ Qualità del segnale straordinaria per ECG su adulti e bambini



Accesso veloce e sicuro tramite la tecnologia Impriva con un semplice tocco della smart-card.

UN DESIGN UNICO CON STAMPANTE INTEGRATA

CARDIOVIT FT-1 è un dispositivo ECG a 12 derivazioni ultraportatile del peso di poco più di 1 kg, compresa la batteria. È dotato di uno schermo multi-touch ad alta risoluzione di 8 pollici e di una stampante termica integrata.

CONNETTIVITÀ AVANZATA

La comunicazione bidirezionale consente un facile accesso ai dati tramite lista di lavoro o PDQ e una rapida trasmissione dei referti ECG ai sistemi EMR/HIS. La connettività Wi-Fi sicura, unita alla possibilità di revisione dell'ECG su schermo e all'elevata capacità di archiviazione, consente flussi di lavoro affidabili senza l'uso di carta riducendo i costi.

CYBERSECURITY AVANZATA

CARDIOVIT FT-1 offre un livello di cybersecurity eccezionale:

- ✧ Kernel Linux con sicurezza avanzata per ridurre al minimo il rischio di cyberattacchi
- ✧ Controllo degli accessi configurabile tramite nome utente, password e privilegi, oltre alla soluzione Impriva Enterprise Access Management (EAM) con accesso "tap-and-go" per impedire accessi non autorizzati
- ✧ Protocolli Wi-Fi con autenticazione basata su certificato per garantire l'accesso sicuro all'infrastruttura informatica dell'ospedale
- ✧ Maggiore sicurezza grazie alla disattivazione delle porte USB inutilizzate

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO

RITMO A RIPOSO: CARDIOVIT FT-1 registra tutte le 12 derivazioni fino a 4 minuti, riducendo il rischio di mancata

rilevazione di eventi ritmici clinicamente rilevanti. Le registrazioni possono essere stampate, archiviate, riviste e trasmesse.

ETM CON ETM SPORT (OPZIONALE):

il programma SCHILLER per l'interpretazione dell'ECG diagnostico a 12 derivazioni è rinomato per la sua qualità e l'affidabilità senza compromessi. ETM Sport per l'interpretazione dell'ECG degli atleti distingue tra variazioni fisiologiche e patologiche, riducendo il numero di false diagnosi positive.

CCAA (OPZIONALE):

il Culprit Coronary Artery Algorithm (algoritmo dell'arteria coronaria colpevole) di SCHILLER è usato in pronto soccorso e al di fuori dell'ospedale ogni volta che serve prendere immediatamente una decisione rapida sul dolore toracico. Localizza la sede dell'ostruzione nell'arteria coronarica e dunque le dimensioni dell'area cardiaca a rischio.

STAMPANTE INTEGRATA


Stampante termica integrata per registrazioni di alta qualità.

ASSISTENTE DI COLLEGAMENTO

L'assistente di collegamento anatomico aiuta a posizionare correttamente gli elettrodi con funzioni di ingrandimento e rotazione per una visione ottimale.

RILEVAMENTO DELL'INVERSIONE DELLE DERIVAZIONI

In caso di inversione delle derivazioni, gli elettrodi malposizionati vengono immediatamente evidenziati prima dell'acquisizione dell'ECG.



INTUITIVI STEP 1-2-3

1. Immettere o scaricare i dati paziente
2. Controllare la qualità del segnale ed acquisire l'ECG
3. Verificare l'ECG prima della memorizzazione, esportazione o stampa

Gli utenti possono passare liberamente da un passo all'altro.

TOUCH SCREEN LCD

Schermo multi-touch da 8 pollici ad alta risoluzione

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE DERIVAZIONI

Panoramica ECG di tutti le 12 derivazioni con controllo della qualità delle derivazioni codificate in base al colore



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

