

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

Entwickelt für klinische Effizienz und bewährte Sicherheit




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Für sichere und effiziente Arbeitsabläufe:

- ❖ Fortschrittliche Cybersicherheit
- ❖ Nahtlose Vernetzung
- ❖ Intuitiver Drei-Schritte-Arbeitsablauf für einen mühelosen Betrieb
- ❖ Optional mit Ultraschallspirometrie und A4-Thermodrucker



Rasches und sicheres Anmelden durch einfaches Antippen per Keycard – bereitgestellt durch Imprivata.

ERWEITERTE CYBERSICHERHEIT

- ❖ Höhere Linux-Kernel-Sicherheit für maximalen Schutz vor Cyberangriffen
- ❖ Konfigurierbare Zugriffsbeschränkungen dank Benutzernamen, Passwort und Zugriffsrechten sowie Imprivata Enterprise Access Management (EAM) mit Tap-and-go-Zugang zum Schutz vor nicht autorisiertem Zugriff
- ❖ Optionale Anonymisierung von Berichten
- ❖ Wi-Fi-Protokolle mit zertifikatsbasierter Authentifizierung: für einen sicheren Zugang zur IT-Infrastruktur eines Krankenhauses
- ❖ Verbesserte Sicherheit durch Sperrung nicht verwendeter USB-Ports

NAHTLOSE VERNETZUNG

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten direkt über die Arbeitsliste oder Patientenabfrage (PDQ) angefordert und alle Berichte an EPA-/KIS-Systeme gesendet werden.

MIT SPIROMETRIE ERWEITERBAR

Das optionale Ultraschallspirometer SpiroScout SP plus verwandelt CARDIOVIT FT-2 in eine Komplettlösung für Herz- und Lungendiagnostik. Der Sensor benötigt weder Wartung noch Kalibrierung.

Die Spirometrie-Option umfasst FVC, VC und MVV, eine grosse Auswahl an Referenznormen, Prä- und Post-Tests sowie die Interpretation von FVC-Ergebnissen. Für Tests bei Kindern ist eine animierte Motivationsansicht verfügbar.

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

CARDIOVIT FT-2 ist optional mit einem Thermodrucker erhältlich, um papierbasierte wie elektronische Arbeitsabläufe in einem Krankenhaus optimal abzuwickeln.

Zusätzlich zum Standard-Gerätewagen ist ein höhenverstellbarer Gerätewagen erhältlich, der eine ergonomische Nutzung und eine flexible Anpassung ermöglicht.

HIGH-END-DIAGNOSEWERKZEUGE

Ruhe-EKG-Aufzeichnungen werden durch den EKG-Interpretationsalgorithmus ETM von SCHILLER analysiert, einschliesslich ETM Sport, der speziell für die automatische Interpretation bei Sportlern entwickelt wurde.

Bei EKG-Aufzeichnungen von über 10 Sekunden kann ein Ruhe-Rhythmus während bis zu 20 Minuten aufgezeichnet und gespeichert werden. Weitere Ruhe-Rhythmus-Funktionen:

- ❖ ECG Framer: 10-sekündige Ruhe-EKGs können anhand von Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnungen mit Messungen und Interpretationen extrahiert werden.
- ❖ Drucken oder exportieren Sie ein PDF eines 10-sekündigen Segments direkt von der Überprüfung.

HYGIENISCH SAUBER

Einfach zu reinigender 15"-Multi-touch-Display, die Kabel sind optimal verstaut.

IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

1. Patientendaten eingeben oder herunterladen
2. EKG-Qualität prüfen und EKG aufzeichnen
3. EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

Benutzer können beliebig zwischen den Schritten navigieren.

ASSISTENT ZUM ANLEGEN DER ELEKTRODEN

Der anatomische Assistent bietet Unterstützung beim korrekten Anlegen der Elektroden mittels Zoom-, Rotations- und Bildnavigationsfunktionen.

ERKENNUNG VERTAUSCHTER ELEKTRODEN

Im Falle von vertauschten Elektroden werden vor dem Start der Aufzeichnung Warnungen angezeigt.

PRÜFUNG DER SIGNALQUALITÄT

EKG-Übersicht über alle 12 Kanäle inklusive farbiger gekennzeichnete Signalqualität pro Ableitung

GROSSE ABLAGEFLÄCHE

Grosse Schreibfläche

OPTIONALER DRUCKER

Hochauflösender A4-Thermodrucker (optional erhältlich)

SPIROMETRIE

Für eine erweiterte Funktionalität ist das Ultraschallspirometer SpiroScout SP plus erhältlich. Es erfüllt die ATS-/ERS-Spirometrie-richtlinien 2019.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics