

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

La respuesta de SCHILLER a los requisitos hospitalarios más exigentes

001
Smith John | 21 years 4 months | Male



60 --/--



25 mm/s, 10 mm/mV

ECG quality good
An ECG recording can now be taken

Patient

Manual




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Diseñado para el hospital:

- Funciones avanzadas de ciberseguridad
- Amplia conectividad
- Espirometría por ultrasonidos e impresora térmica A4 opcionales



DISEÑO PARA EL USO HOSPITALARIO

SUMAMENTE HIGIÉNICO: La superficie continua de la gran pantalla táctil es muy fácil de limpiar. No hace falta ningún teclado para manejar el equipo. Todos los cables quedan pulcramente recogidos en el carrito.

CIBERSEGURIDAD AVANZADA:

- Núcleo Linux de protección mejorada para minimizar el riesgo en caso de ciberataques
- Control de acceso configurable con nombre de usuario, contraseña y derechos para impedir el acceso no autorizado
- Protocolos Wi-Fi, autenticación basada en certificados incluida, para garantizar un acceso seguro a la infraestructura de TI del hospital

AMPLIA CONECTIVIDAD: Comunicación bidireccional para acceder fácilmente a los datos a través de una lista de trabajo o PDQ y transmisión rápida de todos los informes a sistemas EMR/HIS

PERSONALIZABLE: El CARDIOVIT FT-2 incluye una impresora térmica opcional, con lo que permite elegir la mejor configuración para flujos de trabajo hospitalarios en soporte papel o sin papel.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE ALTA CALIDAD

- ECG reposo con el algoritmo de interpretación de ECG de SCHILLER ETM que incluye ETM Sport, una interpretación automática para deportistas
- Registro de ritmo reposo hasta 20 minutos
- Espirometría basada en la tecnología de ultrasonidos del SpiroScout SP plus (opcional)

AÑADA ESPIROMETRÍA A SU CARDIOVIT FT-2

Con el SpiroScout SP plus (opcional), el CARDIOVIT FT-2 también cumple la función de espirómetro. Gracias a la tecnología de ultrasonidos de GANS-HORN, los registros de espirometría son

muy precisos y el sensor no necesita mantenimiento ni calibración.

La opción de espirometría ofrece CVF, CVL y MVV con una amplia selección de normas de referencia, pruebas Pre y Post, así como interpretación de los resultados de CVF. El dispositivo proporciona información sobre la calidad del procedimiento durante la prueba y después de cada intento. Se incluye una pantalla de incentivo para pruebas con niños.



Espirómetro por ultrasonidos SpiroScout SP plus

Gran pantalla multi-táctil de 15 pulgadas: sumamente higiénica, fácil de limpiar y fácil de usar



Asesor de conexión anatómica, comprobación de calidad de los electrodos mediante código de colores y detección de inversión de derivaciones para facilitar la adquisición de ECG

Gran superficie para escribir



Espirometría de conformidad con las guías ATS/ERS 2019

Impresora térmica opcional A4 de alta resolución



Cables recogidos pulcramente



Cesta para guardar accesorios

Ruedas de fácil deslizamiento para optimizar la maniobrabilidad





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

