

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

Un diseño de eficiencia clínica y seguridad comprobada




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Diseñado para flujos de trabajo seguros y eficientes:

- ❖ Ciberseguridad de última generación
- ❖ Conectividad sin interrupciones
- ❖ Flujo de trabajo intuitivo de 3 pasos para un manejo sin esfuerzo
- ❖ Espirometría por ultrasonidos y impresora térmica A4 opcionales



Inicio de sesión rápido y seguro con solo acercar la tarjeta de acceso, con tecnología de Imprivata.

CIBERSEGURIDAD AVANZADA

- ❖ Un núcleo Linux reforzado en materia de seguridad para minimizar el riesgo en caso de ciberataques
- ❖ Control de acceso configurable con nombre de usuario, contraseña y privilegios, así como Gestión de Activos Empresariales (EAM, por sus siglas en inglés) de Imprivata con acceso «tap-and-go», para prevenir el acceso no autorizado
- ❖ Anonimización opcional de los informes
- ❖ Protocolos Wi-Fi que incluyen autenticación basada en certificados para garantizar un acceso seguro a la infraestructura informática del hospital
- ❖ Seguridad mejorada mediante la desactivación de los puertos USB no utilizados

CONECTIVIDAD SIN INTERRUPCIONES

La comunicación bidireccional permite un fácil acceso a los datos a través de la

lista de trabajo o PDQ y la rápida transmisión de todos los informes a los sistemas EMR/HIS.

AMPLIADO CON ESPIROMETRÍA

El espirómetro opcional SpiroScout SP plus con tecnología de ultrasonidos convierte el CARDIOVIT FT-2 en una solución completa para el diagnóstico cardíaco y pulmonar. El sensor no requiere mantenimiento ni calibración.

La opción de espirometría ofrece CVF, CVL y VVM con una amplia selección de estándares de referencia, pruebas previas y posteriores, así como la interpretación de los resultados de la CVF. Se incluye una pantalla de incentivo para los ensayos con niños.

ADAPTADO A TUS NECESIDADES

El CARDIOVIT FT-2 ofrece una impresora térmica opcional, lo que permite elegir la mejor configuración para los flujos de trabajo hospitalarios, ya sean en papel o sin papel.

Además del carrito estándar, hay disponible un carrito de altura ajustable, lo que garantiza un uso ergonómico y un ajuste flexible.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE GAMA ALTA

Los registros de ECG reposo se analizan mediante el algoritmo de interpretación de ECG ETM de SCHILLER, incluido ETM Sport, diseñado específicamente para la interpretación automática en deportistas.

En el caso de registros de ECG de más de 10 segundos, se puede adquirir y almacenar un ritmo reposo de hasta 20 minutos. Otras características del ritmo reposo son:

- ❖ Enmarcador ECG: se pueden extraer ECG reposo de 10 segundos a partir de los registros de ritmo reposo, con mediciones e interpretación.
- ❖ Imprima o exporte un PDF de un segmento de 10 segundos directamente desde la revisión.

ALTAMENTE HIGIÉNICO

Pantalla multitáctil de 15" fácil de limpiar, con los cables perfectamente ordenados.

GUÍA DE COLOCACIÓN

La guía anatómica de colocación facilita la disposición correcta de los electrodos gracias a las funciones de zoom, rotación y navegación por las imágenes.

DETECCIÓN DE INVERSIÓN DE DERIVACIONES

En caso de inversión de derivaciones, los electrodos mal colocados se muestran inmediatamente antes de la adquisición del ECG.

1-2-3 PASOS SENCILLOS

1. Introducir o descargar los datos del paciente
2. Comprobar la calidad de la señal y adquirir un ECG
3. Revisar el ECG antes de guardarlo, exportarlo o imprimirlo

Los usuarios pueden moverse libremente entre los pasos.

AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO

Superficie de escritura espaciosa

IMPRESORA OPCIONAL

Impresora térmica A4 de alta resolución opcional

COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DERIVACIÓN

Resumen del ECG de los 12 canales, incluida la comprobación de la calidad de las derivaciones con código de colores

ESPIROMETRÍA

Para una mayor funcionalidad, se ofrece el espirómetro de ultrasonidos SpiroScout SP plus, de carácter opcional. La espirometría cumple con las directrices de la ATS/ERS de 2019.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics