

# SCHILLER

## CARDIOVIT FT-2

La réponse de SCHILLER aux demandes les plus pointues des hôpitaux


001  
Smith John | 21 years 4 months | Male



- Off
- Off
- LP-150...



60 --/--



25 mm/s, 10 mm/mV

**ECG quality good**  
An ECG recording can now be taken

Patient

Manual




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT FT-2

Conçu pour l'hôpital :

- Fonctionnalités avancées de cybersécurité
- Connectivité renforcée
- Spirométrie ultrasonique et imprimante thermique A4 en option



## CONÇU POUR L'HÔPITAL

**HYGIÈNE COMPLETE :** La surface lisse du grand écran tactile est facile à nettoyer. Aucun clavier n'est nécessaire pour commander l'appareil. Tous les câbles sont soigneusement rangés dans le chariot.

### CYBERSECURITÉ AVANCÉE :

- Noyau Linux de sécurité renforcée pour une réduction maximale du risque en cas de cyberattaques
- Contrôle d'accès configurable avec nom d'utilisateur, mot de passe et droits d'accès pour prévenir les accès non autorisés
- Protocoles Wi-Fi comprenant l'authentification basée sur un certificat pour assurer un accès sécurisé à l'infrastructure informatique de l'hôpital

### CONNECTIVITÉ RENFORCÉE :

Communication bidirectionnelle facilitant l'accès aux données via une liste de travail ou une requête de données patients, et transfert rapide de tous les rapports aux systèmes SIH/DME.

**PERSONNALISABLE :** Le CARDIOVIT FT-2 fournit une imprimante thermique en option permettant de choisir la meilleure configuration pour un flux de travail avec ou sans papier.

## OUTILS PERFORMANTS DE DIAGNOSTIC

- ECG de repos avec l'algorithme ETM de SCHILLER pour l'interprétation des ECG, incluant ETM Sport, le programme d'interprétation automatique pour les athlètes
- Enregistrement du rythme de repos jusqu'à 20 minutes
- Spirométrie, basée sur la technologie des ultrasons du SpiroScout SP plus (en option)

## AJOUT DE LA SPIROMÉTRIE À VOTRE CARDIOVIT FT-2

Avec le SpiroScout SP plus (en option), le CARDIOVIT FT-2 devient également un spiromètre. Grâce à la technologie ultrasonique de GANSHORN, les enregistrements de spirométrie sont extrêmement précis et le capteur ne requiert aucun entretien ni étalonnage.

L'option spirométrie propose des mesures CVF, CVL et VMM avec un large choix de normes de référence, de tests préalables et postérieurs ainsi que l'interprétation des résultats CVF. L'appareil fournit un feed-back sur la qualité de la procédure pendant le test et après chaque essai. Un écran de motivation est inclus pour les tests avec des enfants.



Spiromètre à ultrasons  
SpiroScout SP plus

Grand écran  
15" multipoint :  
hygiénique, facile  
à nettoyer et  
à utiliser



L'assistant anatomique  
de mise en place des  
électrodes, la vérification  
de la qualité des dériva-  
tions (code couleurs) et la  
détection d'inversion  
d'électrodes simplifient  
l'acquisition de l'ECC

Grande surface d'écriture



Spirométrie conforme aux  
directives ATS/ERS 2019

Imprimante  
thermique A4  
haute résolution  
en option



Câbles soigneusement rangés

Panier dédié pour le  
stockage des accessoires

Roulettes pivo-  
tantes pour  
faciliter le  
déplacement





**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 16 190 72 565  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

