

SCHILLER


CARDIOVIT FT-2

Elettrocardiografo diagnostico con prestazioni elevate per l'accuratezza in ogni contesto

001
Smith John | 21 years 4 months | Male



60 --/--



25 mm/s, 10 mm/mV

ECG quality good
An ECG recording can now be taken

Patient

Manual




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Progettato per l'ospedale:

- Funzionalità avanzate di cybersecurity
- Connettività avanzata
- Opzionali: spirometria ad ultrasuoni e stampante termica A4



PROGETTATO PER L'USO OSPEDALIERO

FACILE IGIENIZZAZIONE: La superficie dell'ampio touchscreen è facile da pulire. Il dispositivo non necessita di tastiera per essere utilizzato. Tutti i cavi sono ordinatamente riposti nel carrello.

CYBERSECURITY AVANZATA:

- Kernel Linux con sicurezza avanzata per ridurre al minimo il rischio di cyberattacchi
- Controllo dell'accesso configurabile con nome utente, password e privilegi per impedire l'accesso non autorizzato
- Protocolli Wi-Fi con autenticazione basata su certificato per garantire l'accesso sicuro all'infrastruttura informatica dell'ospedale

CONNETTIVITÀ AVANZATA:

Comunicazione bidirezionale per un facile accesso ai dati, lista di lavoro e PDQ; rapida trasmissione dei referti ECG ai sistemi EMR/HIS.

PERSONALIZZABILE: CARDIOVIT FT-2 è dotato di una stampante termica opzionale, che consente di selezionare la configurazione migliore per il flusso di lavoro ospedaliero in formato cartaceo e/o elettronico.

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO

- ECG a riposo con algoritmo di interpretazione SCHILLER ECG ETM, inclusa l'interpretazione automatica per atleti ETM Sport
- Registrazione del ritmo a riposo fino a 20 minuti
- Spirometria, basata sulla tecnologia ad ultrasuoni di SpiroScout SP plus (opzionale)

AGGIUNGERE LA SPIROMETRIA AL VOSTRO CARDIOVIT FT-2

Con lo SpiroScout SP plus (opzionale), il CARDIOVIT FT-2 diventa anche uno spirometro. La tecnologia ad ultrasuoni GANSHORN garantisce misure precise

ed accurate. Il sensore di flusso non necessita di manutenzione o di calibrazione.

L'opzione spirometria permette:

- Esecuzione di esami FVC, SVC e MVV con un'ampia selezione di standard di riferimento.
- Selezione di procedura pre e post test con interpretazione dei risultati per l'esame di FVC.
- Feedback sulla qualità della procedura sia durante che dopo ogni test.
- Animazione di incentivazione per i test sui bambini.



Spirometro ad ultrasuoni
SpiroScout SP plus

Ampio display multi-touch da 15": facile da igienizzare/pulire ed utilizzare

Assistente di collegamento anatomico, controllo della qualità delle derivazioni codificate a colore e rilevamento dell'inversione delle derivazioni per facilitare l'acquisizione dell'ECC

Ampio piano di appoggio


Spirometria conforme alle linee guida ATS/ERS 2019

Stampante termica A4 ad alta risoluzione opzionale

Cavi ordinatamente riposti

Cestino dedicato per gli accessori

Ruote piroettanti per una facile movimentazione





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.



SCHILLER
The Art of Diagnostics