

SCHILLER

CARDIOVIT FT-2

Zaprojektowany z myślą o skuteczności klinicznej
i niezawodnym bezpieczeństwie




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-2

Zaprojektowany z myślą o bezpiecznych i wydajnych procedurach:

- ✧ Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa
- ✧ Płynna łączność
- ✧ Intuicyjna, 3-etapowa procedura zapewniająca łatwą obsługę
- ✧ Opcjonalna spirometria ultradźwiękowa i drukarka termiczna A4



Szybkie i bezpieczne logowanie przez przyłożenie karty dostępu, oparte na technologii Imprivata.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

- ✧ Zabezpieczone jądro Linuxa minimalizuje ryzyko w przypadku cyberataku
- ✧ Konfigurowalna kontrola dostępu z wykorzystaniem nazwy użytkownika, hasła i uprawnień, a także rozwiązanie Enterprise Access Management (EAM) firmy Imprivata z funkcją „tap-and-go”, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi
- ✧ Opcjonalna anonimizacja raportów
- ✧ Protokoły Wi-Fi, w tym uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów, zapewniają bezpieczny dostęp do szpitalnej infrastruktury IT
- ✧ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wyłączeniu nieużywanych portów USB

PŁYNNA ŁĄCZNOŚĆ

Dwukierunkowa komunikacja umożliwia łatwy dostęp do danych poprzez listę roboczą lub PDQ, a także szybkie przesyłanie wyników wszystkich badań do systemów EMR/HIS.

FUNKCJA SPIROMETRII

Opcjonalny spirometr ultradźwiękowy SpiroScout SP plus sprawia, że CARDIOVIT FT-2 staje się kompleksowym rozwiązaniem do diagnostyki kardiologicznej i pulmonologicznej. Czujnik nie wymaga konserwacji ani kalibracji.

Opcja spirometrii oferuje parametry FVC, SVC i MVV z dużym wyborem standardów referencyjnych, testy przed podaniem i po podaniu leków rozszerzających oskrzela, jak również interpretację wyników FVC. Dostępny jest ekran motywacyjny do badań wykonywanych u dzieci.

DOSTOSOWANY DO POTRZEB

CARDIOVIT FT-2 może być wyposażony w dodatkową drukarkę termiczną, dzięki czemu można wybrać najlepszą konfigurację papierowego lub cyfrowego obiegu dokumentów w szpitalu.

Oprócz standardowego wózka dostępny jest również wózek z regulacją wysokości, zapewniający ergonomiczną obsługę i elastyczne dostosowanie.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

Spoczynkowe zapisy EKG są analizowane przez algorytm interpretacji EKG ETM firmy SCHILLER, w tym przez wersję ETM Sport przeznaczoną do automatycznej interpretacji wyników u sportowców.

W przypadku zapisów EKG trwających dłużej niż 10 sekund można zarejestrować i zapisać rytm spoczynkowy trwający do 20 minut. Inne cechy rytmu spoczynkowego to:

- ✧ ECG Framer: z zapisów spoczynkowego rytmu serca z pomiarami i interpretacją można wyodrębnić 10-sekundowe fragmenty zapisu spoczynkowego EKG
- ✧ Wybrany 10-sekundowy fragment zapisu można wydrukować lub wyeksportować do pliku PDF bezpośrednio z widoku przeglądu badania.

NIEZWYKLE HIGIENICZNY

Łatwy w czyszczeniu 15-calowy wyświetlacz multi-touch, ze starannie schowanymi kablami.

INSTRUKCJA ROZMIESZCZENIA ELEKTROD

Instrukcja anatomiczna rozmieszczenia elektrod ułatwia ich prawidłowe rozmieszczenie dzięki funkcjom powiększania, obracania i nawigacji na obrazie.

WYKRYWANIE ZMIANY ODPROWADZEŃ

W przypadku zmiany elektrod błędnie podłączone elektrody są natychmiast wyświetlane przed rozpoczęciem zapisu EKG.

ŁATWE KROKI 1-2-3

1. Wprowadzenie lub pobranie danych pacjenta
2. Kontrola jakości sygnału i wykonanie zapisu EKG
3. Przegląd EKG przed jego zapisaniem, wyeksportowaniem lub wydrukowaniem

Użytkownicy mogą swobodnie przechodzić między poszczególnymi etapami.

KONTROLA JAKOŚCI ODPROWADZENIA

Przegląd wszystkich 12 kanałów EKG, w tym kontrola jakości podłączenia elektrod z barwnym wskazaniem przebiegu krzywej.

DUŻA POWIERZCHNIA ROBOCZA

Przestronna platforma do pisania

OPCJONALNA DRUKARKA

Opcjonalna drukarka termiczna A4 o wysokiej rozdzielczości

SPIROMETRIA

Aby zwiększyć funkcjonalność, dostępny jest opcjonalny spirometr ultradźwiękowy SpiroScout SP plus. Spirometria jest zgodna z wytycznymi ATS/ERS z 2019 r.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.



SCHILLER
The Art of Diagnostics