


ERG 910 PLUS ERG 911 PLUS

Ruhig, kompakt, konfigurierbar



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 910 PLUS

ERG 911 PLUS

Diese Ergometer ergänzen die Belastungs-EKG- und Ergospiro-Systeme von SCHILLER perfekt:

- ❖ Einfache Bedienung via Touchscreen
- ❖ Ergonomisches Design
- ❖ Ruhig und bequem
- ❖ Kompakt und stabil



Im Innern: optimale Schwungmasse und Riemenantrieb

Die Ergometer ERG 910 plus und ERG 911 plus wurden für die Kardiologie entwickelt. Dank der Stahlrohrkonstruktion sind sie äusserst stabil. Somit sind sie für Patienten bis zu 160 kg geeignet, mit Kippsicherung (optional) sogar bis zu 200 kg. Die Ergometer sind kompakt und beanspruchen eine minimale Grundfläche.

ZWEI BETRIEBSMODI

- ❖ Remotebetrieb mit einem Mastergerät (EKG, PC, ...)
- ❖ Eigenständiger Betrieb, entweder mit benutzerdefinierbarem Stufenprotokoll oder manueller Laststeuerung

Die optimale Schwungmasse garantiert ein angenehmes Tretgefühl. Dank des Riemenantriebs sind die Ergometer wartungsfrei und ruhig.

ERGONOMISCHES DESIGN

- ❖ Niedriger Einstieg für bequemes Aufsitzen
- ❖ Ergonomische Sitzposition für Patienten zwischen 1,40 m und 2,10 m, mit Kindersattel und -pedalen (optional) ab 1,20 m
- ❖ Verstellbarer Griff (360°)
- ❖ Elektrische Sattelhöhenverstellung (optional, nur für ERG 911 plus)

MESSKOPF MIT TOUCHSCREEN

Alle wichtigen Belastungsdaten (wie Blutdruck, Herzfrequenz, Tretfrequenz, farbkodierte Information zur korrekten Tretfrequenz) werden angezeigt. Blutdruckmessung und elektrische Sattelhöhenverstellung werden via Touchscreen gesteuert. Der Messkopf ist um 180° drehbar.

DIAGNOSTISCHE UND ÜBERWACHUNGSFUNKTIONEN

- ❖ SpO₂-Messung mit Finger- oder Ohr-Clip (optional)
- ❖ Blutdruckmessung mit QRS-Trigger (optional)

KOMMUNIKATION

Die Ergometer sind über Bluetooth oder RS-232 mit dem jeweiligen Mastergerät verbunden.

ERG 910 PLUS

- ❖ Belastungsbereich 20-500 Watt, optional 20-999 Watt

ERG 911 PLUS

- ❖ Belastungsbereich 20-999 Watt
- ❖ Griffhöhe verstellbar
- ❖ Optional: Sattelhöhe elektrisch verstellbar





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 50
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

