

ERG 910 PLUS ERG 911 PLUS

Silenzioso, compatto, configurabile



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 910 PLUS

ERG 911 PLUS

Questi ergometri completano perfettamente gli ECG da sforzo ed i sistemi di ergospirometria SCHILLER:

- ❖ funzionamento facile tramite display touch
- ❖ caratteristiche ergonomiche
- ❖ silenzioso e confortevole
- ❖ compatto e stabile



All'interno: massa rotante e trasmissione a cinghia ottimale

Gli ergometri ERG 910 plus ed ERG 911 plus sono stati sviluppati per l'uso nel settore cardiologico. Sono molto stabili grazie alla costruzione in tubi d'acciaio. Pertanto, possono essere utilizzati per pazienti fino a 160 kg di peso, con stabilizzatore (opzionale) anche fino a 200 kg. Le unità sono compatte e occupano pochissimo spazio sul pavimento.

DUE MODALITÀ OPERATIVE

- ❖ Funzionamento remoto da un dispositivo principale (ECG, PC, ...)
- ❖ Funzionamento autonomo con protocollo a fasi personalizzabile o controllo manuale del carico

La massa rotante ottimale assicura una sensazione confortevole durante la pedalata. Grazie alla trasmissione a cinghia, le unità non necessitano di manutenzione e funzionano in modo silenzioso.

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE

- ❖ Telaio basso per un facile accesso
- ❖ Posizione seduta ergonomica per pazienti che misurano tra 1,40 m e 2,10 m, con sella e pedali per bambini a partire da 1,20 m (opzionale)
- ❖ Manubrio regolabile (360°)
- ❖ Regolazione elettrica dell'altezza della sella (opzionale, solo per ERG 911 plus)

PANNELLO DI CONTROLLO CON TOUCH SCREEN

Tutti i dati importanti degli esercizi (come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza della pedalata, informazioni con codice colore relative alla frequenza di pedalata corretta) vengono visualizzati sul display. La misurazione della pressione arteriosa e la regolazione elettrica dell'altezza della sella sono

controllate tramite touch screen. Il pannello di controllo è girevole di 180°.

FUNZIONI DI DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO

- ❖ Misurazione SpO₂ con clip digitale o clip all'orecchio (opzionale)
- ❖ Misurazione della pressione arteriosa con attivatore QRS (opzionale)

CONNETTIVITÀ

Gli ergometri sono collegati al dispositivo master mediante Bluetooth e RS-232.

ERG 910 PLUS

- ❖ Intervallo di carico 20-500 Watt, opzionale 20-999 Watt

ERG 911 PLUS

- ❖ Intervallo di carico 20-999 Watt
- ❖ Altezza del manubrio regolabile
- ❖ Opzionale: Regolazione elettrica dell'altezza della sella





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.