


MTM-1500 MED MTM-1400 MED

Tapices rodantes de gran calidad y mantenimiento reducido



SCHILLER
The Art of Diagnostics

SCHI
MT

MTM-1500 MED

SEGURO - PRECISO - SILENCIOSO

El ergómetro de tapiz rodante MTM-1500 med de SCHILLER está diseñado para pruebas de esfuerzo en medicina deportiva, cardiología, fisioterapia y entrenamiento físico. El ergómetro está equipado y probado con los más avanzados sistemas de seguridad, y ha sido fabricado de conformidad con los requisitos de calidad más rigurosos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ❖ Compatible con todos los dispositivos de ECG esfuerzo de SCHILLER
- ❖ Con transformador de ecualización de potencial para aislar el potencial de la corriente principal, de conformidad con IEC 60601-1
- ❖ Control automático por ordenador a través de la interfaz RS-232 (se incluye cable de interfaz de 5 m)
- ❖ Botón de parada de emergencia individualmente ajustable
- ❖ Barandilla de tubo de acero; pueden montarse en el lado izquierdo o en el derecho. También hay una segunda barandilla disponible como opción.
- ❖ Mecanismo de centrado automático de la cinta

VENTAJAS:

- ❖ Durabilidad muy alta gracias a su extraordinaria calidad de fabricación
- ❖ Excelente relación precio/rendimiento
- ❖ Extremadamente seguro
- ❖ Unidad muy silenciosa
- ❖ Motor sin mantenimiento
- ❖ Moderno diseño
- ❖ Generación de informes con software de terminal



MTM-1400 MED

EL NUEVO TAPIZ RODANTE MTM-1400 MED DE SCHILLER

ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO REDUCIDO

Gracias a su robusta estructura, el tapiz rodante MTM-1400 med es prácticamente indestructible. Tiene un mantenimiento reducido y con su avanzada estructura ofrece al corredor o al paciente un ritmo cómodo. El tapiz rodante MTM-1400 med se distingue por su suave funcionamiento, diversas funciones, potente motor y un diseño intemporal.

TAPIZ RODANTE MÉDICO

Como dispositivo médico es particularmente adecuado en los campos de cardiología, neurología, rehabilitación cardíaca y fisioterapia.

La interfaz del ergómetro de tapiz rodante MTM-1400 med de SCHILLER permite conectarlo al ECG, a sistemas de ergoespirometría, a dispositivos de medición de la presión arterial y a programas de software utilizando el protocolo coscom®.

BARANDILLAS INFANTILES PARA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA

Hay barandillas infantiles como opción adicional (solo en combinación con el arco de seguridad) El tapiz rodante MTM-1400 med puede utilizarse para rehabilitación pediátrica con esta opción. Los niños pueden agarrarse a la parte lateral y frontal de la barandilla mientras caminan por el tapiz rodante para tener siempre la sensación de seguridad y control.

NUMEROSAS OPCIONES ADICIONALES

Puede personalizar el tapiz rodante MTM-1400 med a su campo de aplicación –rehabilitación, diagnóstico cardiopulmonar de pacientes o entrenamiento físico– con sus numerosas opciones adicionales.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

