

# SPIROVIT SP-1 G2

Spirometro portatile con tecnologia a ultrasuoni  
L'innovazione per la cura dei polmoni




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# SPIROVIT SP-1 G2

SPIROVIT SP-1 G2 di SCHILLER è la soluzione completa per i test di funzionalità polmonare: spirometria portatile/fissa per strutture sanitarie grandi e piccole.

- Tecnologia a ultrasuoni: nessuna calibrazione, nessun tempo di riscaldamento e senza parti mobili.
- Informazioni in tempo reale sul display LCD a colori



## TECNOLOGIA A ULTRASUONI

Grazie alla tecnologia a ultrasuoni GANSHORN, i test sono altamente accurati ed il sensore non necessita di manutenzione o calibrazione. Inoltre, il sistema è indipendente dalla composizione del gas, dalla pressione atmosferica, dalla temperatura e dall'umidità. Gli ScoutTube monouso garantiscono massima igiene e sicurezza per il paziente.

## MONOUSO E SOSTENIBILE

Per garantire che il prodotto sia sostenibile, SCHILLER compensa l'intera quantità di CO2 emessa durante la produzione, l'imballaggio, la spedizione e lo smaltimento degli ScoutTube.



neutral Climate-neutral product 01-20-162037 myclimate.org

## VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE

L'ampio display LCD a colori aiuta a garantire che il paziente ottenga un buon risultato e che la misurazione sia valida. Le informazioni vengono visualizzate in tempo reale e lo spirometro fornisce un feedback sulla qualità della procedura dopo ogni prova. Per le prove con bambini è disponibile una schermata di incentivazione.



Schermata di incentivazione per la spirometria pediatrica

## AMPIA GAMMA DI MISURAZIONI ED INTERPRETAZIONE

Lo spirometro permette di eseguire FVC, SVC e MVV. Inoltre, è possibile effettuare test pre e post. SPIROVIT SP-1 G2 interpreta automaticamente i risultati e fornisce informazioni sulla possibile diagnosi. I risultati possono essere stampati mediante la stampante termica integrata.

## COMPATTO E COMPLETO DISPONIBILE CON CARRELLO

SPIROVIT SP-1 G2 offre il grande vantaggio di poter eseguire la spirometria ovunque ci si trovi, senza PC. Per una maggiore comodità, il sistema è disponibile anche con carrello, che include un contenitore per materiali di consumo come gli ScoutTube.

FVC, SVC, MVV,  
test pre/post,  
ampia gamma di  
valori normali  
predetti

Esportazione delle registrazioni spirometriche dalla memoria interna in formato PDF e salvataggio su supporto esterno

LCD a colori:  
informazioni visualizzate in tempo reale

Stampante termica ad alta risoluzione



Sensore a ultrasuoni:  
non necessita di  
calibrazione o  
manutenzione

Tastiera altamente igienica  
che protegge da polvere,  
sporcizia e liquidi

Conforme alle  
linee guida ATS/ERS 2019

ScoutTube monouso per  
la massima igiene e  
sicurezza per il paziente



**Americas**  
**SCHILLER Americas Inc.**  
 Doral, Florida 33172

**North America:**  
 Phone +1 786 845 06 20  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schilleramericas.com  
 www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
 Phone +1 305 591 11 21  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schilleramericas.com  
 www.schilleramericas.com



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
 sales@schiller.com.my  
 www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 70 99 0  
 Fax +43 732 757 000  
 sales@schiller.at  
 www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.**  
 100015 Beijing, China  
 Phone +86 010 52007020  
 Fax +86 010 52007020-8016  
 info@schillerchina.com  
 www.schillermedical.cn



**Croatia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
 Fax +385 1 309 66 60  
 info@schillerzg.hr  
 www.schiller.hr



**France**  
**SCHILLER Médical**  
 F-67160 Wissembourg  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
 Fax +33 3 88 63 36 49  
 info@schiller.fr  
 www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77608 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
 Fax +33 1 64 66 50 10  
 contact@schillerfrance.fr  
 www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81 0  
 Fax +49 89 609 50 90  
 info@schillermed.de  
 www.schillermed.de



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai – 400 059, India  
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
 Fax +91 22 2920 9142  
 sales@schillerindia.com  
 www.schillerindia.com



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
 Fax +48 22 843 20 89  
 schiller@schiller.pl  
 www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**AO SCHILLER.RU**  
 119049 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
 mail@schiller.ru  
 www.schiller.ru



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
 Fax +381 11 39 79 518  
 info@schiller.rs  
 www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
 Fax +386 2 843 00 57  
 info@schiller.si  
 www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 ES-28232 Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
 Fax +34 91 355 79 33  
 schiller@schiller.es  
 www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
 CH-8912 Obfelden  
 Phone +41 44 744 30 00  
 Fax +41 44 740 37 10  
 sales@schiller-reomed.ch  
 www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
 Okmeydani-Sisli – Istanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
 info@schiller.com.tr  
 www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
**SCHILLER UK Ltd.**  
 Anstruther, Fife KY10 3H  
 Phone +44 16 190 72 565  
 sales@schilleruk.com  
 www.schilleruk.com

La disponibilità del dispositivo sul mercato è soggetta ad approvazione normativa.

