

SPIROVIT SP-1 G2

Espirómetro portátil con tecnología de ultrasonidos
Innovación para el cuidado óptimo de los pulmones




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SPIROVIT SP-1 G2

El SPIROVIT SP-1 G2 de SCHILLER es una solución todo en uno para comprobar la función pulmonar: espirometría portátil/de sobremesa para grandes y pequeños proveedores de atención sanitaria.

- Tecnología de ultrasonidos: sin calibración, sin periodo de calentamiento, sin piezas móviles.
- Información en tiempo real en la LCD en color.



TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS

Gracias a la tecnología de ultrasonidos de GANSHORN, los registros son muy precisos y el sensor no necesita mantenimiento ni calibración. Además, el sistema es independiente de la composición del gas, la presión del aire, la temperatura y la humedad. Los ScoutTubes desechables garantizan la máxima higiene y seguridad del paciente.

DESECHABLE Y SOSTENIBLE

Para garantizar la sostenibilidad del producto, SCHILLER compensa el CO₂ emitido durante la fabricación, el embalaje, el envío y la eliminación de los ScoutTubes.



neutral
Climate-neutral product 01-20-162037
myclimate.org

VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL

La gran pantalla LCD en color ayuda a garantizar que el paciente consiga un buen resultado y que la medición sea válida: la información se muestra en tiempo real, el espirómetro proporciona información sobre la calidad del procedimiento después de cada prueba y hay una pantalla de incentivos para las pruebas con niños.



Pantalla de incentivos para espirometría pediátrica

AMPLIA GAMA DE MEDICIONES, INCLUIDA LA INTERPRETACIÓN

El espirómetro ofrece FVC, SVC y MVV. Además, es posible hacer pruebas Pre y Post. El SPIROVIT SP-1 G2 interpreta automáticamente los resultados y ofrece información sobre un posible diagnóstico. Los resultados se pueden imprimir «in situ» utilizando una impresora térmica integrada.

DISPONIBLE CON CARRO

El SPIROVIT SP-1 G2 ofrece la importante ventaja de poder realizar espirometrías en cualquier lugar, sin un PC. Para mayor comodidad, el sistema también está disponible con un carro que incluye una bandeja para consumibles, como los ScoutTubes.

Pruebas FVC, SVC, MVV, Pre/Post, amplia gama de valores normales predichos

Exportación de registros de espirometría de la memoria interna en formato PDF a almacenamiento USB

LCD en color: información mostrada en tiempo real

Impresora térmica de alta resolución

Sensor de ultrasonidos: sin calibración y sin mantenimiento

Teclado sellado muy higiénico que evita la entrada de polvo, suciedad y líquidos

Cumplimiento de las guías ATS/ERS 2019

ScoutTubes desechables para garantizar la máxima higiene y seguridad del paciente





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

