


medilog[®]AR


Effizienter und zuverlässiger state-of-the-art Holter



SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilog®AR

- Robust, stoss- und spritzwasserfest sowie leicht zu reinigen
- Flexibles Doppelbatteriekonzept für eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen
- Erkennung von Vorhofflimmern/Vorhofflattern in null Sekunden, basierend auf der direkten P-Wellen-Analyse



PERFEKT GEEIGNET FÜR KLINISCHE ROUTINE

Mit dem stoss- und spritzwasserfesten Design ist der medilog®AR Holter besonders geeignet für die tägliche klinische Routine. Der Holter und seine Tragehülle sind robust und leicht zu reinigen.

ENERGIE FÜR ZWEI WOCHEN

Dank dem Doppelbatteriekonzept kann der Patient mehr als 14 Tage überwacht werden, ohne dass der Arzt die Batterien wechseln muss.



Umweltfreundliches Doppelbatteriekonzept (Abbildung)

UMWELTFREUNDLICHER AKKU:

Sie wählen die gewünschte Aufzeichnungsdauer von 1, 3 oder 7 Tagen und der medilog®AR passt die Einstellungen entsprechend der Laufzeit an. Der qualitativ hochstehende interne Akku wird via USB aufgeladen.

EINWEG-AAA-BATTERIEN:

Mit Standard-AAA-Batterien können die Durchlaufzeiten in gut ausgelasteten Kliniken gesenkt werden.

MEHR ALS 14 TAGE:

Für eine maximale Aufzeichnungsdauer kann ein vollständig aufgeladener interner Akku mit einer AAA-Batterie kombiniert werden. So erreicht man eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen mit automatischer Erkennung von Vorhofflimmern.

VERSCHIEDENE TRAGEOPTIONEN

Der medilog®AR ist so flach, dass er sogar in die Hosentasche passt. In der Tragehülle kann der Holter am Gürtel getragen werden oder am Trageriemen direkt am Körper.

SPITZENPERFORMANCE

Der medilog®AR bietet auf 3 Kanälen eine Abtastfrequenz von 32'000 Hz wie sie sonst nur im Ruhe-EKG üblich ist. Dies ermöglicht exzellente Artefaktunterdrückung und sorgt so für stets saubere, verwertbare EKGs, die mit minimalem Zeitaufwand ausgewertet werden können.

ERKENNUNG VON VORHOFF-FLIMMERN/-FLATTERN INNERT WENIGER ALS 1 SEKUNDE:

Genau wie ein Kardiologe, sucht der medilog®AR nach Vorhofflimmern- und Vorhofflattern-Episoden, indem er die P-Wellen betrachtet.



ERKENNUNG VON ATMUNGS-AKTIVITÄT:

Dank der Aufzeichnung des vom EKG abgeleiteten Atmungsaktivitätssignals sucht der medilog®AR nach möglichen Unterbrechungen der Atmungsaktivität während des Schlafs. Der optionale SpO₂-Sensor bringt zusätzliche Information zur Atmungsaktivitätsbewertung und wird via Bluetooth verbunden.



SpO₂-Sensor, zur Messung nachts

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN VER-SCHAFFEN DURCHBLICK

Die Erkennung von Vorhofflimmern in null Sekunden, die Analyse der Atmungsaktivität und hochauflösende HRV sind nur einige der herausragenden Funktionen des medilog®AR. Die Analyse wird von der renommierten medilog® DARWIN2-Software durchgeführt und bietet faszinierende Einblicke.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

Article no.: 2_500300
2019/01_DE



SCHILLER
The Art of Diagnostics