


SEMA

Sistema de gestión de datos



SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

Dotado de los más recientes avances tecnológicos, el célebre sistema de gestión de datos SEMA de SCHILLER satisface las necesidades de los usuarios, desde las de una consulta médica hasta las del entorno hospitalario más complejo.

REVISIÓN DE ECG EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR



SEMA LIBERTY MOBILE

SEMA3 Liberty Mobile permite revisar los datos de forma remota desde una tablet o un smartphone para todos los tipos de registro.

Solo hay que introducir el nombre de usuario y la contraseña, buscar el nombre o la ID del paciente y hacer clic en el registro deseado.

PLENA INTEGRACIÓN: SEMA admite la comunicación bidireccional con todos los dispositivos de SCHILLER y la integración directa en archivos y sistemas de información hospitalarios, lo que proporciona una gran eficiencia en el tratamiento de los pacientes y un considerable ahorro de tiempo para la institución.

EFICIENCIA CLÍNICA: SEMA permite al usuario completar procesos de trabajo en unos cuantos clics gracias a herramientas avanzadas, por ejemplo, la bandeja de entrada (lista de registros siempre actualizada), la edición por lotes o el uso de criterios de búsqueda definidos por el usuario.

PERSONALIZABLE: La nueva interfaz de usuario intuitiva brinda la posibilidad de personalizar fácilmente los flujos de trabajo y el diseño de las pantallas en función de las necesidades de cada usuario. También hay disponibles informes, acrónimos y plantillas de interpretación definidos por el usuario.

MAYOR SEGURIDAD: Varias funciones, por ejemplo, acceso basado en roles, desconexión automática, gestión de seguridad y directorio activo, ofrecen una protección óptima para los datos archivados.

PACS

Las grabaciones SEMA pueden exportarse en formato DICOM y guardarse en un archivo PACS. SEMA también es compatible con la funcionalidad de lista de trabajo de modalidad DICOM y, por consiguiente, puede comunicarse de forma bidireccional con un servidor PACS.



EMR

Desde sistemas EMR es posible acceder a los datos guardados en SEMA y consultarlos. Las órdenes y los datos demográficos de los pacientes también están garantizados.



ECG REPOSO

Los electrocardiógrafos de SCHILLER se comunican de forma bidireccional con SEMA. Los datos demográficos de los pacientes y las órdenes se recuperan rápidamente en el dispositivo. En SEMA es posible transmitir, almacenar y analizar ECG.

HIS

SEMA admite la comunicación bidireccional con sistemas de información hospitalarios y permite recuperar órdenes y datos demográficos de pacientes y exportar formas de onda, resultados y registros en formato HL7.



SALVAMENTO

Desde el sencillo AED al monitor de múltiples parámetros, toda la gama de productos SCHILLER de emergencia y rescate es compatible con SEMA.




ESPIROMETRÍA

Los resultados neumológicos se pueden transmitir y almacenar en SEMA para su revisión.



SEMA



ECG HOLTER Y MAPA

En cuanto se analizan los registros en el software especializado DARWIN, los informes se envían a SEMA, donde se almacenan con los demás registros o se envían a EMR/PACS.



PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR

Basados en la tecnología más puntera de GANSHORN, los sistemas CPET de SCHILLER admiten comunicación bidireccional con SEMA.



ECG ESFUERZO

Los informes de pruebas de esfuerzo pueden finalizarse en la estación de adquisición o, más cómodamente, en una estación de trabajo SEMA en red, en la que puede verse la prueba completa en formato editable.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

