



SENTIOWEB™

Solución para transmisión en tiempo real



SCHILLER
The Art of Saving Lives

SentioWeb™

MEJORE LOS RESULTADOS EN EL PACIENTE

SentioWeb™ ha sido desarrollada para ayudar a los profesionales de la salud y de urgencias a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Los datos transmitidos en tiempo real por los dispositivos SCHILLER pueden consultarse de forma remota a través de un navegador web y permiten a los profesionales sanitarios experimentados proporcionar información inmediata al equipo que se encuentra en el lugar de los hechos

UNA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS

Durante una intervención de emergencia, el desfibrilador transmite los datos vitales del paciente a una ubicación remota donde el personal del hospital puede monitorizar su estado. Esto garantiza que tanto los equipos sobre el terreno como los profesionales que se encuentran en otro lugar tengan acceso a la misma información vital de forma simultánea. Al proporcionar una

visión clara y continua del estado del paciente, SentioWeb™ mejora la coordinación y la toma de decisiones. Tanto sobre el terreno como en el hospital, los equipos médicos pueden reaccionar con mayor rapidez y eficacia, garantizando el mejor resultado posible para los pacientes.

Formas de onda en directo

Tendencias de las constantes vitales

Constantes vitales parámetros

Registro de eventos





Transmisión en
directo remota



Visualización precisa
de formas de onda y
parámetros vitales



ECG reposo e
informe de
intervención



Imágenes y notas del
lugar de los hechos



Geolocalización



Visualización en
múltiples dispositivos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Visualización en múltiples dispositivos:

Los datos de múltiples dispositivos médicos se pueden mostrar en un panel de control unificado.

Mapeo y geolocalización automáticos:

Realice un seguimiento del movimiento de los servicios médicos de emergencia (EMS) en tiempo real en un mapa.

Integración perfecta de los dispositivos:

Compatible con equipos de última generación. SentioWeb™ permite una transmisión fiable de los datos en situaciones críticas.

Imágenes y notas:

Posibilidad de enviar fotos y notas desde el lugar de los hechos para facilitar la comunicación y mejorar la atención tras el rescate.

CIBERSEGURIDAD DE ALTA GAMA

SentioWeb™ es ciberseguro gracias a las siguientes características:

- ❖ Control de acceso basado en roles
- ❖ Transmisión de datos cifrada a través de TLS
- ❖ Servidor en la nube en un HDS (Health Data Host) u opciones de instalación local
- ❖ Cumple con las directrices del GDPR



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:

Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean

Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

