



SENTIOWEB™

Solution de diffusion en direct



SCHILLER
The Art of Saving Lives

SentioWeb™

AMÉLIORER LES RÉSULTATS POUR LES PATIENTS

SentioWeb™ a été développé pour aider les professionnels de l'urgence et de la santé à prendre des décisions éclairées sur la thérapie appropriée dans les plus brefs délais. Les données transmises en temps réel par les appareils SCHILLER sont accessibles à distance via un navigateur web et permettent aux professionnels de santé expérimentés de fournir à l'équipe sur place un retour d'information immédiat.

UNE SOLUTION CONÇUE POUR LES SERVICES MÉDICAUX D'URGENCE

Lors d'une intervention d'urgence, le défibrillateur transmet les données vitales du patient à un site distant où le personnel hospitalier peut surveiller l'état du patient. Ce système garantit que les équipes sur le terrain et les professionnels à distance ont accès simultanément aux mêmes informations vitales. En offrant une vision claire et continue de

l'état du patient, SentioWeb™ améliore la coordination et la prise de décision. Que ce soit sur le terrain ou à l'hôpital, les équipes médicales peuvent réagir plus rapidement et plus efficacement, garantissant ainsi le meilleur résultat possible pour les patients.





Système de diffusion en direct à distance



Affichage précis des formes d'ondes et des paramètres vitaux



ECG au repos et rapport d'intervention



Photos et notes de la scène



Géolocalisation



Visualisation multi-appareils

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Visualisation de plusieurs appareils:

Les données provenant de plusieurs dispositifs médicaux peuvent être affichées sur un tableau de bord unifié.

Cartographie automatique et géolocalisation:

Suivez les déplacements des équipes de SAMU en temps réel sur une carte.

Intégration transparente des appareils:

Compatible avec les équipements de pointe. SentionWeb™ permet une transmission fiable des données dans les situations critiques.

Photos et notes:

Possibilité d'envoyer des photos et des notes depuis la scène afin de faciliter la communication et d'améliorer le suivi des soins après l'intervention de secours.

CYBERSÉCURITÉ HAUT DE GAMME

SentionWeb™ est cybersécurisé grâce à ces fonctionnalités :

- ❖ Contrôle de l'accès par rôles
- ❖ Transmission de données cryptées via TLS
- ❖ Serveur en nuage sur un HDS (Health Data Host) ou options d'installation locale
- ❖ Respect des lignes directrices du RGPD



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

