




Rehabilitation Management System



SCHILLER
The Art of Diagnostics

REHA-System

Das SRMS (SCHILLER Rehabilitation Management System) wurde mit der Überzeugung entwickelt, dass Sie durch unsere Technologie näher am Patienten sein können und dadurch seine Genesung beschleunigen können.

Die Qualitätsrichtlinien für die kardiologische Rehabilitation stellen hohe Anforderungen. Umso wichtiger ist die Aufzeichnung und Speicherung von Fulldisclosure-Daten. Dank dem SRMS wird dies möglich, sei es für die Erstellung von individuellen Trainingsprotokollen und verlässlichem Patient-Tracking oder für die automatische Steuerung der angeschlossenen Ergometer und Laufbänder - Sie müssen keinen Kompromiss eingehen.

Die aufwändigen manuellen Schritte bei der Erstellung der erforderlichen Berichte entfallen. SRMS ist eine windowsbasierte Anwendung mit vertrauten Symbolen und einer intuitiven Bedieneroberfläche, so dass Sie auf ganz einfache Weise Patientendaten eingeben, Belastungseinheiten verwalten und Berichte erstellen können. Das System kann genau auf Ihre Bedürfnisse an ein Reha-Programm zugeschnitten werden, so können Sie zum Beispiel zusätzliche Überwachungsstationen oder eine Arbeitsstation für die Aktualisierung von Daten einrichten.


Schulung, Service und Betreuung, wie Sie es vom Branchenführer erwarten

In Ihrer Arbeit sind Sie auf präzise und zuverlässige Informationen angewiesen. Sie benötigen auch ein System, auf welches Sie sich verlassen können. Bei unserem System gehört die Schulung bei der Installation dazu, so dass sich Ihr Team mit jedem Aspekt des neuen Systems wohl fühlt. Zudem führen wir innerhalb von sechs Monaten eine aufbauende Schulung durch um sicherzustellen, dass Sie Ihr neues System optimal nutzen können.



Vorteile des SCHILLER Rehabilitation Management Systems

- Hochauflösende Anzeige, die mittels Doppelklick vergrößert werden kann
- Bis zu 16 Ergometer gleichzeitig (8 Ergometer pro Bildschirm)
- Zeitsparende Patientenverwaltung
- Gruppenzuweisung
- Einzelbelegung mit Chipkarte
- Moderne medizinische Trainingsmethoden
- Puls- und lastkontrollierte Programme
- Laufbandprogramme





- IDE-Trainingsprogramm
- Intuitive Konfiguration der Trainings
- Änderung der Parameter während des laufenden Trainings
- Diagnose- und Dokumentationsmodule
- Überlagerung von Trainingseinheiten (erstes / letztes Training)
- Alphanumerische Auswertungstabelle, alle wichtigen Messungen auf einen Blick
- Rhythmusprotokoll mit Zoomfunktion
- Alle Daten werden in einer SQL-Datenbank komprimiert und gespeichert

ERG 911 Ergometer

Fachleute auf der ganzen Welt vertrauen auf unser Ergometer. Ihre Patienten werden das robuste und sichere Gefühl des ERG 911 schätzen.

- Die modularen Reha-Ergometer der SCHILLER-Linie garantieren höchste Sicherheit und störungsfreien Betrieb, auch unter Dauerbelastung.
- Das ergonomische Design und die zweifachen Verstellmöglichkeiten des Lenkers (Höhe und Winkel) garantieren die ideale Sitzposition für Patienten jeder Körpergröße.
- Das Ergometer ist optional mit einem in der Höhe elektrisch verstellbaren Sattel verfügbar. Dadurch können auch ältere Patienten mit Beeinträchtigungen der unteren Extremitäten das Ergometer problemlos besteigen.
- Das drahtlose Funk-EKG (Option EKG-Brustgurt) zeichnet ein störungsfreies EKG auf.

- Mit vielen weiteren Optionen und Zubehör wie automatischer Blutdruckmessung, SpO₂ und anpassbaren Pedalen können spezifische Belastungssysteme auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Wir von SCHILLER können Ihnen auch spezielle Ergometervarianten und Laufbänder anbieten. Diese sind mit dem SRMS kompatibel und umfassen:

- Das Handergometer ERG 911 HKE, das mit einer Rollstuhlhalterung ausgerüstet ist.
- Für adipöse Patienten (bis 300 kg) ist das Sitzergometer ERG 911 Comfort vorgesehen.
- Laufband



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.com
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

