


MTM-1500 MED MTM-1400 MED

Tapis roulants de haute qualité, nécessitant peu d'entretien



SCHILLER
The Art of Diagnostics

SCHI
MT

MTM-1500 MED

SÉCURITAIRE – PRÉCIS – SILENCIEUX

Le tapis roulant ergomètre de SCHILLER, le MTM-1500 med, est conçu pour réaliser des tests d'effort dans les domaines de la médecine sportive, de la cardiologie, de la physiothérapie et de l'entraînement physique. L'ergomètre est équipé des systèmes de sécurité les plus récents et répond aux exigences de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ❖ Compatible avec tous les ECG d'effort de SCHILLER
- ❖ Doté d'un transformateur de liaison équipotentielle permettant d'isoler le potentiel du secteur, en conformité avec la norme CEI 60601-1
- ❖ Commande automatique par ordinateur via l'interface RS-232 (câble d'interface de 5 m inclus)
- ❖ Bouton d'arrêt d'urgence réglable individuellement
- ❖ Rampe tube d'acier, peut être installée du côté droit ou gauche. Une deuxième rampe est disponible en option
- ❖ Mécanisme de centrage automatique de la courroie

AVANTAGES :

- ❖ Très haute durabilité grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- ❖ Excellent rapport prix/performance
- ❖ Extrêmement sécuritaire
- ❖ Fonctionnement presque silencieux
- ❖ Moteur ne nécessitant aucun entretien
- ❖ Design moderne
- ❖ Génération de rapports à l'aide du logiciel de terminal



MTM-1400 MED

LE NOUVEAU TAPIS ROULANT MTM-1400 MED DE SCHILLER

STABLE ET NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN

Grâce à son châssis robuste, le tapis roulant MTM-1400 med est pratiquement indestructible. Ne nécessitant que très peu d'entretien, il permet au coureur ou au patient de courir confortablement. Le MTM-1400 med se distingue par son fonctionnement aisé, ses diverses fonctions, son moteur puissant ainsi que par son concept intemporel.

TAPIS ROULANT MÉDICAL

En tant qu'appareil médical, il se prête particulièrement à l'utilisation dans les domaines de la cardiologie, la neurologie, la réadaptation cardiaque et la physiothérapie. L'interface du tapis roulant ergomètre MTM-1400 med de SCHILLER permet de le connecter à un ECG ou à un tensiomètre, ainsi qu'à des systèmes d'ergospirométrie et programmes logiciel via le coscom® protocol.

RAMPE POUR ENFANTS DANS LE CADRE DE LA RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE

Les rampes pour enfants sont disponibles en tant qu'option supplémentaire (conjointement à l'arc de sécurité uniquement). Avec cette option, le tapis roulant MTM-1400 med peut être utilisé dans le cadre de la réadaptation pédiatrique. Les rampes frontales et latérales permettent aux enfants de marcher sur le tapis roulant et de se sentir en toute sécurité tout en gardant le contrôle.

NOMBRE D'OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Grâce à ses nombreuses options supplémentaires, le tapis roulant MTM-1400 med peut être ajusté en fonction de votre champ d'application – qu'il s'agisse de réadaptation, de diagnostics cardiopulmonaires ou d'entraînement physique.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2.500749
2018/01, FR



SCHILLER
The Art of Diagnostics