

# CARDIOVIT AT-102 G2

Einfach, smart und hochmodern



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT AT-102 G2

Die neue Generation des EKG  
CARDIOVIT AT-102 G2:

- ⚡ robust und zuverlässig für Krankenhäuser und Kliniken
- ⚡ schnelle bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation mit KIS/EPA
- ⚡ beste Signalqualität und Diagnosealgorithmen für Erwachsene und Kinder



## HOCHMODERNE TECHNOLOGIE UND KONNEKTIVITÄT

Das CARDIOVIT AT-102 G2 verfügt über eine 8-Zoll-Farbanzeige mit Touch-Funktionstasten. Darüber hinaus ist es dank seiner versiegelten alphanumerischen Tastatur leicht zu reinigen und damit für den Klinikalltag sehr gut geeignet. Die intelligente Batterietechnologie ermöglicht die Aufzeichnung von EKGs über mehr als 8 Stunden.

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten ganz einfach von einem EPA-/KIS-System abgefragt und EKG-Berichte rasch übertragen werden. Dank der Standard-Wi-Fi- und LAN-Konnektivität, der EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und dem grossen Speicher unterstützt das Gerät papierlose Arbeitsabläufe und hilft, Kosten zu sparen. Wenn ein Bericht in Papierform nötig ist, können über den internen hochauflösenden A4-Thermodrucker benutzerdefinierte Ausdrücke erstellt werden.

## HOCHEFFIZIENT BEI JEDEM ARBEITSABLAUF

Die EKG-Aufzeichnung ging nie leichter und schneller: Innerhalb von 20 Sekunden ist es über nur eine Navigationstaste möglich, die Patientendaten via PDQ oder Arbeitsliste einzugeben oder herunterzuladen, das EKG aufzuzeichnen, die Daten zu speichern, auszudrucken und zu übermitteln.



## IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

- 1: Patientendaten eingeben oder herunterladen
- 2: Signalqualität und auf vertauschte Elektroden prüfen und EKG aufzeichnen
- 3: EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

## BESTE SIGNALQUALITÄT UND BESTE DIAGNOSEWERKZEUGE

Im CARDIOVIT AT-102 G2 kommen SCHILLERS modernste Algorithmen zum Einsatz:

**KINDER-EKG:** Dank der sehr hohen Abtastfrequenz und des breiten Frequenzbandes bis zu 250 Hz bietet das CARDIOVIT AT-102 G2 eine optimale Signalqualität für Kinder-EKGs.

**RUHE-RHYTHMUS:** Mit dem CARDIOVIT AT-102 G2 können Ruhe-Rhythmen für bis zu 10 Minuten aufgezeichnet werden. Fulldisclosure, HF-Trend und -Ereignisse können überprüft, gespeichert und ausgedruckt, aber auch im PDF-, DICOM- oder HL7-Format an ein KIS-/EPA-System übermittelt werden.

interner hochauflösender  
A4-Thermodrucker

versiegelte alphanumerische  
Tastatur, leicht zu reinigen und  
äusserst hygienisch

Touch-Funktionstasten

Navigationstasten für hohe  
Effizienz bei jedem  
Arbeitsablauf

Aufbewahrungskorb für  
Zubehör und persönliche  
Utensilien

Leichtlaufrollen für ruhiges und  
einfaches Manövrieren und  
ein Griff in optimaler Höhe

**BELASTUNGS-EKG:** Das CARDIOVIT AT-102 G2 kann mit einer Vielzahl von Protokollen für Laufbänder und Ergometer optional auch Basis-Belastungs-EKGs erstellen. Es sind eine komplette Übersicht und ein Testbericht mit Trends, Stufentabelle, Interpretationsvorlage und Ereignisliste verfügbar. Die Belastungsdaten können ebenfalls in verschiedenen Formaten an KIS/EPA übertragen werden.

**ETM MIT ETM SPORT:** Eines der renommiertesten Interpretationsprogramme für simultane 12-Kanal-EKGs bietet Qualität und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse.

ETM Sport ist die erste automatisierte EKG-Interpretation für Sportler-Hezen und basiert auf den Seattle-Kriterien.

**CCAA:** Der Culprit Coronary Artery Algorithm von SCHILLER wird in Notfallaufnahmen ebenso wie ausserhalb des Krankenhauses verwendet, wann immer eine sofortige Entscheidung bei Brustschmerzen zu treffen ist. Der Algorithmus lokalisiert den Verschluss in der Koronararterie und somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
SCHILLER Diamed Ltd.  
H-1141 Budapest  
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491  
Fax +36 1 383 4778  
info@schillerhungary.hu  
www.schillerhungary.hu



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKİYE  
Okmeydanı-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

