

# CARDIOVIT AT-180


Effizienz, Leistung und Cybersicherheit



# CARDIOVIT AT-180

Renommierte SCHILLER-Technologie im Spitzen-Elektrokardiographen CARDIOVIT AT-180:

- ⚡ Höchste Effizienz in jeder Umgebung – EKG-Aufzeichnung mit nur drei Klicks
- ⚡ Cybersicherheit
- ⚡ Hochentwickelte klinische Werkzeuge



Mit ECG Framer 10-sekündiges Ruhe-EKG aus Ruhe-Rhythmus erstellen (Rhythmusdauer bis 20 Minuten)

## HÖCHSTE EFFIZIENZ IN JEDER UMGEBUNG

Sei es in der Notfallaufnahme oder der Kardiologie: Effizienz und Qualität sind unerlässlich. Noch nie war die EKG-Aufzeichnung schneller. Geben Sie die Patientendaten ein oder laden Sie sie mit PDQ oder Arbeitsliste herunter, zeichnen Sie das EKG auf und drucken oder übertragen Sie es mit nur drei Klicks.



### IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

1. Patientendaten eingeben oder herunterladen. Dank Barcode und PDQ keine Fehleingaben.
2. Vor der Aufzeichnung Signalqualität prüfen und vertauschte Elektroden erkennen.
3. EKG überprüfen, Messungen bearbeiten und vor dem Export oder Ausdruck den Bericht erstellen.

**ECG FRAMER:** Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie es, EKGs wiederholen zu müssen. Zeichnen Sie ein oder mehrere EKGs höchster Qualität auf und beobachten Sie so den Patienten während 20 Minuten. Vermessungen und die Interpretation werden automatisch für alle EKGs generiert. Ruhe Rhythmus sowie alle EKGs können an SEMA (Datenverwaltungssystem von SCHILLER) übertragen werden.

## CYBERSICHERHEIT

Bidirektionale Kommunikation mit EPA- und KIS-Systemen ist für alle Aufzeichnungstypen verfügbar. Datenintegrität und -sicherheit werden dank verbesserten Sicherheitseigenschaften unterstützt:

- ⚡ Authentifizierung mit Benutzername und Passwort basierend auf Active Directory (via SCHILLER Server) oder lokal definierte Nutzer
- ⚡ Hochsicherheitsprotokolle für Wi-Fi-Konnektivität
- ⚡ Verschlüsselte Datenübertragung

## HOCHENTWICKELTE KLINISCHE WERKZEUGE

**ETM SPORT:** Die erste automatisierte EKG-Interpretation für Sportler- Herzen, basierend auf den neusten Seattle-Kriterien.

**16-KANAL-EKG:** Die 16-Kanal-Ruhe-EKG-Analyse (mittels 14-adrigem Patientenkabel) bietet dank rechter Brust- und Rückenelektrode erweiterte Ergebnisse für Brustschmerzen bei Erwachsenen.

**SAECG:** Mittels Analyse von ventrikulären Spätpotentialen können Patienten mit vorgängigem Myokardinfarkt ermittelt werden, welche anfällig sind auf ventrikuläre Tachyarrhythmien und möglichen plötzlichen Herztod.

**VEKTOR-EKG:** 3D-Ansicht der kardialen elektrischen Aktivität sowie umfassende Diagnose der Herzvorder- und -hinterwand.

Assistent zum Anschliessen der Elektroden (Dreh- und Zoom-Funktion), mit farbcodierten Kurven und anatomischem Modell

18,5"-Touchscreen zur EKG-Überprüfung


Hochauflösender A4-Thermodrucker

Robuster Gerätewagen mit Leichtlaufrollen und Behälter für Zubehör

Erkennung vertauschter Elektroden vor Start der EKG-Aufzeichnung

Neue, intuitive Benutzeroberfläche

Äusserst hygienische Tastatur mit strapazierfähiger, austauschbarer Abdeckung, die vor Staub, Dreck und Flüssigkeiten schützt



## BELASTUNGS-EKG

Hochentwickeltes Belastungs-Programm mit grosser Flexibilität bei der Protokolldefinition für Fahrräder und Laufbänder. Drucken Sie den massgeschneiderten Bericht auf dem hochauflösenden Thermodrucker aus. In der Fulldisclosure-Anzeige kann jeder Schlag und jede Arrhythmie überprüft und neu analysiert werden, was die Diagnosesicherheit erhöht.





**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co., Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

