

CARDIOVIT AT-180


Efficacité, performances, cybersécurité



CARDIOVIT AT-180

La fameuse technologie SCHILLER dans l'électrocardiographe de pointe CARDIOVIT AT-180:

- ⚡ Haute efficacité dans tous les environnements – obtention d'ECG en seulement trois clics
- ⚡ Cybersécurité
- ⚡ Outils cliniques avancés



Créez un ECG de repos de 10 secondes à partir d'un enregistrement de rythme de repos allant jusqu'à 20 minutes avec ECG Framer

HAUTE EFFICACITÉ DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Du service des urgences à la clinique de cardiologie, l'efficacité et la qualité sont essentielles. L'obtention d'ECG n'a jamais été aussi rapide: Saisissez ou téléchargez les données patient avec PDQ ou une liste de travail, obtenez l'ECG, imprimez et transmettez en seulement trois clics.



ÉTAPES 1-2-3 SIMPLES

1. Saisie ou téléchargement des données patient. Aucune erreur avec le code-barres et la fonction PDQ.
2. Vérifier la qualité du signal et l'inversion éventuelle de la dérivation avant l'acquisition.
3. Vérifier l'ECG, éditer les mesures et dresser le rapport avant exportation ou impression.

ECG FRAMER: Gagnez du temps et évitez de répéter les ECG. Laissez le patient se détendre et prenez l'ECG de meilleure qualité ou plusieurs ECG pour l'observation du patient sur un laps de temps de 20 minutes. Les mesures et l'interprétation sont générées automatiquement pour tous les ECG. Les enregistrements continus d'ECG sur 12 dérivations et tous les ECG capturés sont stockés localement et transmis à SEMA, le système de gestion des données de SCHILLER.

CYBERSÉCURITÉ

La communication bidirectionnelle avec les systèmes DME et SIH est disponible pour tous les types d'enregistrement. L'intégrité et la protection des données sont prises en charge avec des fonctionnalités de sécurité améliorées:

- ⚡ Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe basée sur répertoire actif (via le serveur SCHILLER) ou des utilisateurs définis localement

- ⚡ Protocoles de haute sécurité pour la connectivité Wi-Fi
- ⚡ Données cryptées pendant la transmission

OUTILS CLINIQUES AVANCÉS

ETM SPORT: Le premier module d'interprétation d'ECG automatisé conçu pour les athlètes, basé sur les derniers critères de Seattle.

ECG À 16 DÉRIVATIONS: L'analyse ECG au repos à 16 dérivations (recourant à un câble de patient à 14 brins) tire parti d'une électrode thoracique et dorsale droite pour fournir des résultats étendus pour les douleurs thoraciques chez l'adulte.

ECG MOYENNÉ: L'analyse des potentiels ventriculaires tardifs dans l'ECG identifie les patients post-IM prédisposés à des tachyrythmies ventriculaires et à un éventuel décès cardiaque soudain.

Assistant de mise en place des électrodes avec modèle anatomique (fonction de rotation et de zoom avant) et courbes (codes couleur)

Écran tactile de 18,5" pour une vérification complète de l'ECC


Imprimante thermique A4 haute résolution

Roues coulissantes lisses et chariot robuste avec bac pour ranger les accessoires

Détection d'inversion de dérivation avant obtention d'ECC

Nouvelle interface utilisateur SCHILLER intuitive

Clavier hautement hygiénique avec un couvercle durable et amovible qui protège de la poussière, de la saleté et des liquides



ECC VECTORIEL: Affichage tridimensionnel de l'activité électrique cardiaque et diagnostic complet des parois frontales et postérieures.

ECC D'EFFORT

Programme d'effort avancé d'une grande flexibilité dans la définition du protocole pour les ergomètres et les tapis roulants. Imprimez votre rapport personnalisé avec l'imprimante thermique haute résolution. Les données d'affichage complet permettent de vérifier et de réanalyser chaque battement et arythmie pour une confiance clinique améliorée.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

La disponibilité de l'appareil est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation locales.

